



Descripción	AF PROSPECTO NORMOCARE ÓTICO	Tintas
Dimensiones	130x150mm	 Negro
Nº Tintas	1	
Observaciones	1 + Troquel	
Fecha	14/06/2021	
Versión	V3	
Prueba	P2	

# normocare<sup>®</sup> ótico

## Spray ótico para el alivio del dolor

Fórmula avanzada con triple acción

El oído externo es un orificio cuya característica estructural la hace vulnerable a la acumulación de cera, la sequedad de la piel, la presencia de cuerpos extraños en el oído o a quedar restos de agua atrapada, tras actividades acuáticas.

Estos fenómenos frecuentes, pueden causar molestias, dolor de oídos, picor, alergias, infección, e incluso pérdida auditiva.

Normocare Ótico es una mezcla de aceites vegetales conocidos por sus beneficiosos efectos terapéuticos y está indicado para prevenir y aliviar molestias comunes del oído.

Normocare Ótico sirve de ayuda:

- En el dolor de oídos causado por tapones de cera, facilitando también su eliminación.
- En las molestias y picor causado por dermatitis locales.
- En las molestias inespecíficas del oído.

### INGREDIENTES:

Oleum Europa, Saw Palmeto Extract, Phytosterol Complex, Bisabolol, Spearmint oil, Sea Whip Extract, Sesamun Indicum (Sesame) Oil, Murraya Koenigii Leaf Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil.

### IMPORTANTE:

- No utilizar en caso de tímpano perforado.
  - No pulverizar en los ojos.
  - Únicamente para uso externo.
  - No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad indicada en el envase.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**
- Primera medida en problemas de oído como son dolor, molestias por acumulación de cera, e irritación de oído.
  - Seguro y efectivo.
  - Fácil de usar.
  - Sin conservantes.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Pulverizar 1-2 veces en cada oído 3 veces al día, según se necesite. Si transcurridos 2-4 días, no experimenta una mejoría, consulte a su médico.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. No exponer a temperaturas superiores a los 50°C

Fecha de última revisión: Junio 2021

 Naueh Pharma Ltd  
P.O.B 8139  
Netanya 42505  
ISRAEL

 Obelis, S.A.  
Av. Teruueren 34, bte 44  
1040 Bruselas - BÉLGICA

LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6  
28760 Tres Cantos - Madrid (ESPAÑA)  
www.normon.es

 NOG15

15 ml  50°C  
10°C

 NMC OTI/3.2

 **NORMON**  
OTC

CONFORMIDADES	REALIZADO POR:	APROBADO POR: Dep. Marketing	APROBADO POR: Dep. Prod. Sanitarios	APROBADO POR: Dirección Técnica	APROBADO POR: Dirección médica	CONFORME PROVEEDOR	
FIRMA / FECHA	GROW						V2.1