
PANAURETTE®

Spray auriculaire

30ml

Traitement et prévention
des bouchons de cérumen

Dispositif médical

À propos de Panaurette®

La cire de l'oreille, ou cérumen, est une sécrétion normale des glandes qui tapisse le conduit auditif de l'oreille. Un excès de cérumen peut être à l'origine d'un certain nombre d'effets indésirables, notamment d'une perte d'audition, d'une gêne, de douleurs et de toux.

La perte d'audition survient lorsque le cérumen s'accumule et bouche le conduit auditif, empêchant alors partiellement ou totalement les ondes sonores de parvenir aisément au tympan.

La gêne ou la douleur peut survenir lorsque le cérumen accumulé exerce une pression sur le tympan.

La toux peut être provoquée par un bouchon de cérumen qui, lorsqu'il stimule les nerfs du conduit auditif et de la gorge, provoque une sensation de « chatouillement dans la gorge » susceptible d'entraîner la toux.

Panaurette® est un spray auriculaire, indiqué dans la dissolution et l'extraction du cérumen accumulé dans l'oreille. Panaurette® associe un lavage mécanique à l'action du Phytosqualan®, un produit dérivé de l'huile d'olive naturelle. Le Phytosqualan® aide à dissoudre les bouchons de cérumen. Grâce à Panaurette®, le cérumen est dissous et est progressivement extrait de l'oreille par le biais d'un mécanisme de nettoyage naturel. Le mécanisme de pulvérisation de Panaurette® garantit une dispersion parfaite du produit dans le conduit auditif.

Composants :

Huile minérale, Phytosqualan®, essence de menthe verte.

Indication d'utilisation :

Prévention, dissolution et extraction de cérumen accumulé dans le conduit auditif externe. Peut être utilisé chez les nourrissons de plus de 3 mois, les enfants et les adultes.

Avertissements :

- Panaurette® ne doit pas être utilisé chez les patients dont le tympan est perforé.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas pulvériser dans les yeux.

USAGE EXTERNE UNIQUEMENT

Conseils d'utilisation :

- Pulvériser 1 à 2 fois dans chaque oreille 3 fois par jour jusqu'à dissolution du cérumen.
- Pour prévenir toute formation de bouchon de cérumen dans les oreilles : pulvériser 1 à 2 fois dans chaque oreille une fois par jour.

En cas de difficulté à la pulvérisation, tirer légèrement le lobe de l'oreille vers le haut et vers l'arrière de la tête, afin de redresser le conduit auditif. Ce geste permet la pénétration des substances actives dans la partie interne du conduit auditif. Peut être utilisé chez les nourrissons de plus de 3 mois, les enfants et les adultes.



1. Garder la tête droite.



2. Appuyer une fois.



3. Garder la tête droite pendant 10 secondes.



5. Sécher.



6. Nettoyer l'embout sous l'eau chaude (40°C) pendant 10 secondes.

Précautions de conservation :

Tenir à l'écart des rayons solaires directs et conserver à une température inférieure à 50°C.

Élimination des flacons vides :

Les flacons de Panaurette® ne sont pas soumis à la réglementation relative aux déchets dangereux. Jeter avec les ordures ménagères.

 Naveh Pharma Ltd.
P.O.B. 8139, Netanya 42505, Israël


Représentant européen autorisé :

OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Bruxelles
Belgique

Distribué en France par :

Zambon France S.A.
13, rue René Jacques
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex
France
www.zambon.fr



Date de révision : Septembre 2017