

---

# ANAURETTE

Spray

30ml

---

**Scioglie** il tappo di cerume  
e ne **previene** la formazione

Dispositivo medico

Il cerume è una sostanza normalmente secreta dalle ghiandole del condotto uditivo esterno dell'orecchio. Una produzione eccessiva può causare alcuni effetti indesiderati fra cui la perdita dell'udito, fastidio, dolore e tosse.

La perdita dell'udito si verifica quando il cerume accumulato occlude il canale uditivo, riducendo o impedendo alle onde sonore di raggiungere facilmente il timpano.

Fastidio e dolore possono verificarsi qualora il cerume compresso eserciti una pressione sul timpano.

Nei casi in cui il tappo di cerume stimoli i nervi condivisi sia dal canale uditivo che dalla gola, provocando un "solletico alla gola", potrebbe verificarsi il riflesso della tosse.

Anaurette è uno spray a base di sostanze di origine naturale, destinato a dissolvere e rimuovere il cerume accumulato.

Anaurette combina l'azione meccanica di lavaggio con l'azione del Fitosqualano, derivato dell'olio d'oliva che aiuta a dissolvere i tappi di cerume.

Usando Anaurette il cerume viene dissolto e gradualmente rimosso attraverso i meccanismi fisiologici di pulizia dell'orecchio. La formulazione in spray assicura la perfetta dispersione di Anaurette nel canale uditivo.

## **Ingredienti:**

Paraffina liquida leggera, Fitosqualano, Olio essenziale di menta.

## **Indicazioni d'uso:**

per la prevenzione, dissoluzione e rimozione del cerume accumulato nel canale uditivo esterno di neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti.

## **Avvertenze:**

- Anaurette non deve essere usato in pazienti con timpano perforato.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Non spruzzare negli occhi.

USO ESTERNO

### Istruzioni per l'uso:

- 1-2 spruzzi in ciascun orecchio 3 volte al giorno fino alla dissoluzione del tappo di cerume.
- 1-2 spruzzi in ciascun orecchio una volta al giorno per prevenire la formazione dei tappi di cerume



1. Mantenere la testa dritta



2. Premere



3. Mantenere la testa dritta per 10 secondi



4. Asciugare



5. Pulire il beccuccio con acqua calda (40°C) per 10 secondi


In caso di difficoltà nel direzionare il getto, tirare il lobo superiore dell'orecchio leggermente in alto e verso la parte posteriore della testa. Questa manovra consente agli ingredienti di raggiungere la parte più interna del canale uditivo. Può essere usato in neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti.

### Condizioni di conservazione:

conservare in luogo fresco, non esporre a temperature superiori a 50 °C.

### Smaltimento del contenitore spray vuoto:

il contenitore di ANAURETTE non è da considerarsi rifiuto pericoloso. Non disperdere nell'ambiente.

 Naveh Pharma Ltd.  
P.O.B. 8139, Netanya 42505, Israël

CE REP

### Rappresentante Europeo

#### Autorizzato:

OBELIS S.A. Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels - Belgium

Distributore:  
Zambon Italia S.r.l. via Lillo del Duca 10,  
20091 Bresso (Mi)  
[www.zambon.it](http://www.zambon.it)



Data di revisione del testo: Agosto 2017